



Jen-LC Flow



INDICAZIONI PER L'USO:

- Restauro diretto dei difetti dello smalto (macchie bianche e da tetracicline, erosione, decolorazione, ecc.) con preparazione minima del dente o senza preparazione.
- Rivestimento di superfici scolorite di denti anteriori e amalgama restauri (Jen LC-Flow UO (Universal Opaquer)).
- Riempimento di cavità di classe V.
- Correzione estetica di restauri realizzati con compositi tradizionali. Mascheratura e rivestimento smorzante per compositi ordinari. Rivestimento di finitura di otturazioni in composito ad alto grado di lucidatura.
- Riparazione di difetti in faccette in ceramica e acrilico;
- Cementazione di faccette;
- Fissaggio di sistemi di splintaggio.

Acquistando
JEN-LC Flow
Megadental Italia
devolverà il 2% alle
popolazioni disagiate
dell'Ucraina.



Composito da restauro fluido

Viene utilizzato per riparare difetti di smalto, erosione, scolorimento e smalto dei denti strutturalmente insufficiente, faccette acriliche e piccoli difetti nelle faccette in ceramica. È anche perfetto per il fissaggio di impiallacciature laminate.

VANTAGGI DEL PRODOTTO:

- Fluidità che consente di immettere materiale nella cavità direttamente da una siringa;
- Elevato modulo di elasticità in combinazione con proprietà adesive fornendo un perfetto adattamento del bordo.
- La capacità di adattarsi alla cavità e riempire tutte le piccole scanalature consente al dentista di utilizzare questo materiale durante le otturazioni con compositi ibridi ordinari.
- L'alto grado di adesione con lo smalto mordenzante consente di lavorare con piccoli difetti dello smalto senza sistemi adesivi.
- Il composito può essere lucidato fino a ottenere una brillantezza brillante.
- Elevata stabilità e durata del colore.
- Una vasta gamma di sfumature.
- Il materiale ha due gradi di viscosità: media (Standard) e viscosità aumentata - HV (alta viscosità).

CONFEZIONE SINGOLA:

Art ST	Art HV	Shade	Contenuto della confezione
21000		IOP	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20937	29315	I	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20957	29310	A1	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20958	29311	A2	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20959	29312	A3	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20960	29313	A3.5	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20839		A4	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20840		B1	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20964	29316	B2	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20841		C2	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20907	29314	UO	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
20909		GUM	Jen-LC Flow, siringa da 3 g
	29317	SWOP	Jen-LC Flow, siringa da 3 g

USO CLINICO JEN-LC FLOW



1. Situazione iniziale. Carie moderata. Il classe secondo Black.
2. Preparazione della cavità.
3. Utilizzando il marcatore di carie Sable Seek controlliamo se i tessuti dei denti sono danneggiati dalla carie.
4. Appliciamo il gel mordenzante Phospho-Jen AS, trattiamo lo smalto (30 secondi) e la dentina (15 secondi). Quindi laviamo via il gel. Successivamente applichiamo l'adesivo.
5. Dopo aver installato la matrice, riempire la cavità con composito fluido Jen LC-Flow A3 e fotopolimerizzare per 20 secondi.
6. La vista finale del restauro dopo la molatura e la lucidatura.

SET COMPLETI:

Art ST	Art HV	Contenuto della confezione
20954	29347	Jen-LC Flow - 4 x 3 g (A2, A2, A3, A3) + delivery tips
20130		Jen-LC Flow - 4 x 3 g (A2, A3, I, UO) + delivery tips
20955		Jen-LC Flow - 4 x 3 g (A2, A3, B2, UO) + delivery tips



Megadental Italia - Via Caprera, 16 - 91028 - Partanna (Tp) - Italy
e-mail: info@megadentalitalia.it - Ph. +39 (0) 924 88494